



### IMPIEGO

Modalità di utilizzo: per aprire DROP è sufficiente tirare leggermente il coperchio lasciandolo cadere verso il basso. Estrarre il flacone e ruotare il tappo. In questo modo si rompe il sigillo ed il flacone è pronto all'uso. Il tappo anatomico consente di dirigere in modo preciso il getto ottenendo un efficace lavaggio oculare senza sprechi. A fine intervento, lo specchietto montato nella stazione può essere un utile accessorio per fare una prima valutazione dei danni.

### RECOMMENDED USE

*Instructions to open the DROP lightly pull the transparent lid and let it fall downward. Take out one of the bottles, twist the Eye Cup Cap, the security seal will break enabling you to use the solution. The anatomic Eye Cup permits to direct the solution jet correctly, obtaining an efficient eye wash without any waste. After washing your eye, the mirror can be useful to find out the eventual damages occurred.*

## DROP STAZIONE LAVAGGIO OCULARE DROP EYE WASH STATION

### • CPS202

Dim. 320l x 410h x 80p mm - Peso completo 1,5 kg

Stazione lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da 500 ml con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete.

Sizes 320l x 410h x 80p mm - Weight filled 1,5 kg

*DROP contains the necessary items for an efficient First Emergency Eye wash. DROP is thermo-formed, has a transparent lid. Can be easily wall mounted with the screws and plugs, supplied in the kit.*

### CONTENUTO

- 2 Flaconi di soluzione salina sterile da ml 500 con tappo oculare ACQ414
- 1 Specchietto
- 1 Kit viti e tasselli per attacco a parete

### CONTENTS

- 2 Sterile Sterile saline solution of 500 ml with integrated eye cups ACQ414
- 1 Mirror
- 1 Kit screws and plugs





## IMPIEGO

Modalità di utilizzo: per aprire il DROP è sufficiente tirare leggermente il coperchio lasciandolo cadere verso il basso. Estrarre il flacone e ruotare il tappo. In questo modo si rompe il sigillo ed il flacone è pronto all'uso. Il tappo anatomico consente di dirigere in modo preciso il getto ottenendo un efficace lavaggio oculare senza sprechi. A fine intervento, lo specchietto montato nella stazione può essere un utile accessorio per fare una prima valutazione dei danni.

## RECOMMENDED USE

*Instructions to open the DROP lightly pull the transparent lid and let it fall downward. Take out one of the bottles, twist the Eye Cup Cap, the security seal will break enabling you to use the solution. The anatomic Eye Cup permits to direct the solution jet correctly, obtaining an efficient eye wash without any waste. After washing your eye, the mirror can be useful to find out the eventual damages occurred.*

## **BUFFET DROP STAZIONE PH NEUTRO BUFFET DROP EYE WASH STATION PH NEUTRAL**

### • CPS211

Dim. 320l x 410h x 80p mm

Stazione lavaggio oculare d'emergenza. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete.

Sizes 320l x 410h x 80p mm

*DROP contains the necessary items for an efficient First Emergency Eye wash. DROP is thermo-formed, has a transparent lid. Can be easily wall mounted with the screws and plugs, supplied in the kit.*

## CONTENUTO

- 2 Flaconi soluzione ph neutro acq405
- 1 Specchietto
- 1 Kit viti e tasselli per attacco a parete

## CONTENTS

- 2 Buffet neutral PH sterile eye wash solution ml.250 ACQ405
- 1 Mirror
- 1 Kit screws and plugs





### IMPIEGO

Modalità di utilizzo: per aprire DROP è sufficiente tirare leggermente il coperchio lasciandolo cadere verso il basso. Estrarre il flacone e ruotare il tappo. In questo modo si rompe il sigillo ed il flacone è pronto all'uso. Il tappo anatomico consente di dirigere in modo preciso il getto ottenendo un efficace lavaggio oculare senza sprechi. A fine intervento, lo specchietto montato nella stazione può essere un utile accessorio per fare una prima valutazione dei danni.

### RECOMMENDED USE

*Instructions to open the DROP lightly pull the transparent lid and let it fall downward. Take out one of the bottles, twist the Eye Cup Cap, the security seal will break enabling you to use the solution. The anatomic Eye Cup permits to direct the solution jet correctly, obtaining an efficient eye wash without any waste. After washing your eye, the mirror can be useful to find out the eventual damages occurred.*

## DUAL DROP STAZIONE LAVAGGIO OCULARE DUAL DROP EYE WASH STATION

### • CPS209

Dim. 320l x 410h x 80p mm - Peso completo 1,5 kg

Stazione lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml.500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete.

### CONTENUTO

- 1 Flacone soluzione salina ACQ414
- 1 Flacone soluzione PH neutro ACQ405
- 1 Specchietto
- 1 Kit viti e tasselli per attacco a parete

Sizes 320l x 410h x 80p mm - Weight filled 1,5 kg

*DROP contains the necessary items for an efficient First Emergency Eye wash. DROP is thermo-formed, has a transparent lid. Can be easily wall mounted with the screws and plugs, supplied in the kit.*

### CONTENTS

- 1 Sterile Saline solution of 500 ml with integrated eye cups ACQ414
- 1 Buffer neutral PH sterile eye wash solution ml.250 ACQ405
- 1 Mirror
- 1 Kit screws and plugs





### IMPIEGO

Per il lavaggio oculare d'emergenza.

### RECOMMENDED USE

*Sterile Eye Wash solution is used for eyes irrigation and cleansing.*

### LAVAGGIO OCULARE STERILE EYE WASH

- ACQ 409 | ACQ 408 | ACQ 414

ACQ 409 da 100 ml

ACQ 408 da 250 ml

ACQ 414 da 500 ml

Soluzione salina sterile per il lavaggio oculare.

*Sterile emergency solution for eyewash.*



### FLACONE SOLUZIONE STERILE BUFFET NEUTRAL PH STERILE

- ACQ 405

#### SOLUZIONE PH NEUTRO FLACONE 250 ml

Soluzione acquosa a PH neutro per il lavaggio oculare d'emergenza. Soluzione acquosa a PH neutro utilizzata principalmente per la neutralizzazione di acidi e alcalini. Il flacone è fornito di pratico tappo oculare per un veloce ed efficace utilizzo, istruzioni e simboli per l'uso. Dopo la neutralizzazione l'occhio deve essere risciacquato con una soluzione salina sterile di cloruro di sodio al 0,9% o acqua per un minimo di 15 minuti.

#### BUFFET NEUTRAL PH STERILE EYE WASH SOLUTION 250 ml

*BUFFET sterile Sterile saline solution PH neutral for an emergency accurate eye washing. Used to neutralize the Eye Ph if any acid or alkaline substances enter in it. The EYE wash bottle is Supplied with an Eye Cap/Cup for a quick utilization, dustproof and with the instruction on the label. After neutralizing the Eye Ph, it is suggested to rinse the Eye with a sterile Sterile saline solution for a minimum period of 15 minutes.*







## CEROTTI PLASTOSAN ADHESIVE PLASTERS PLASTOSAN

- CER020 | CER021 | CER022 | CER023 | CER024 | CER025 | CER026 | CER027
- CER028 | CER029 | CER036 | CER035 | CER034 | CER049

Cerotti preparati in pura garza antiaderente su film in PVC, elevato potere assorbente, resistenti all'acqua, adesività superiore. Disponibili in 8 formati di cui 2 sagomati, specifici per la medicazione della punta o delle articolazioni delle dita.

- CER020 Confezione 100 cerotti assortiti 8 misure
- CER021 Confezione 100 cerotti 2x7 cm
- CER022 Confezione 100 cerotti 2,4x7 cm
- CER023 Confezione 100 cerotti 1,7x4 cm
- CER024 Confezione 50 cerotti 6x10 cm
- CER025 Confezione 50 cerotti 4,8x7 cm
- CER026 Confezione 50 cerotti 3,82x3,8 cm
- CER027 Confezione 50 cerotti FORMATO H
- CER028 Confezione 50 cerotti formato farfalla

**Disponibili anche nella versione blu detectable per uso in aziende alimentari:**

- CER029 Confezione 100 cerotti 7x2 cm
- CER033 Confezione 50 cerotti FORMATO H
- CER034 Confezione 50 cerotti formato farfalla
- CER035 Confezione 100 cerotti 7,5x5 cm
- CER036 Confezione 100 cerotti 7,5x2,5 cm
- CER049 Confezione 100 cerotti assortiti 5 misure

*This adhesive plasters are made of waterproof plastic with pure gauze non adherent. Can be supplied in 8 different sizes, two shapes.*

- CER020 Pack of 100 adhesive plasters 8 ass. sizes
- CER021 Pack of 100 adhesive plasters 2x7 cm
- CER022 Pack of 100 adhesive plasters 2,4x7 cm
- CER023 Pack of 100 adhesive plasters 1,7x4 cm
- CER024 Pack of 50 adhesive plasters 6x10 cm
- CER025 Pack of 50 adhesive plasters 4,8x7 cm
- CER026 Pack of 50 adhesive plasters 3,8x3,8 cm
- CER027 Pack of 50 adhesive plasters H shaped
- CER028 Pack of 50 adhesive plasters butterfly shaped

**The adhesive plasters are available detectable in a blue colour for the food industries:**

- CER029 Pack of 100 adhesive plasters 7x2 cm
- CER033 Pack of 50 adhesive plasters H shaped
- CER034 Pack of 50 adhesive plasters butterfly shaped
- CER035 Pack of 100 adhesive plasters 7,5x5 cm
- CER036 Pack of 100 adhesive plasters 7,5x2,5 cm
- CER049 Pack of 100 adhesive plasters 5 ass. sizes






CER024



CER025




CER028



CER026



CER022



CER027




CER021



CER023




CER029



CER036



CER033



CER034



**PLASTOSAN DRY SKIN IMPERMEABILI PLASTOSAN DRY SKIN WATERPROOF**

• CER041

Astuccio da 40 cerotti trasparenti impermeabili resistenti all'acqua. 4 misure.

Contenuto:

- 20 19x70 mm
- 10 24x70 mm
- 5 40x17 mm
- 5 3,8x3,8 mm

Pack of 40 assorted transparent waterproof dressings. 4 sizes.

Contents:

- 20 19x70 mm
- 10 24x70 mm
- 5 40x17 mm
- 5 3,8x3,8 mm



**PLASTOSAN CEROTTI ASSORTITI  
PLASTOSAN PLASTERS ASSORTED**

• CER075 | CER157

CER075 Astuccio da 10 cerotti assortiti  
CER157 Astuccio da 20 cerotti assortiti

CER075 Pack of 10 assorted adhesive plasters  
CER157 Pack of 20 assorted adhesive plasters



**PLASTOSAN 20 CEROTTI 7X2 CM  
PLASTOSAN 20 PLASTERS 7X2 CM**

• CER074

Astuccio da 20 cerotti 7x2 cm

Pack of 20 adhesive plasters 7x2 cm







**BENDAGGIO AUTO-ADERENTE**  
**SELF ADHESIVE DRESSING**

NOVITÀ  
NEW

• CER063 | CER061

CER063 SOFT NEXT Bendaggio auto-aderente pelle

CER061 SOFT NEXT Bendaggio blu auto-aderente

Bendaggio innovativo, auto aderente, di facile applicazione anche con una sola mano. La benda viene applicata nella misura necessaria senza sprechi, prodotto idrorepellente, soffice ed elastico. Ottima mobilità dopo l'applicazione, costituito da materiale poroso permette una facile aerazione della parte lesa e non lascia nessun residuo dopo l'utilizzo. Confezione: rotolo da 6 cm x 4,5 m - LATEX FREE

CER063 SOFT NEXT Self adhesive dressing plaster

CER061 SOFTNEXT Self adhesive dressing blue

*New bandage, self adhesive dressing easy application, even by a single hand. The dressing is applied without any waste, only the necessary length. Water-repellent, soft and elastic. Optimal mobility after the application, made of porous material which permits an easy airing of the injured skin and do not leave any trace after the utilisation. Sizes 6 cm x 4,5 m - LATEX FREE*



NOVITÀ  
NEW



**BENDAGGIO AUTO-ADERENTE**  
**SELF ADHESIVE DRESSING**

NOVITÀ  
NEW

• CER059 | CER064

CER059 SOFT NEXT Bendaggio auto-aderente pelle

CER064 SOFT NEXT Bendaggio blu auto-aderente

Bendaggio innovativo, auto aderente, di facile applicazione anche con una sola mano. La benda viene applicata nella misura necessaria senza sprechi, prodotto idrorepellente, soffice ed elastico. Ottima mobilità dopo l'applicazione, costituito da materiale poroso permette una facile aerazione della parte lesa e non lascia nessun residuo dopo l'utilizzo. Confezione: rotolo da 6 cm x 1 m - LATEX FREE

CER059 SOFT NEXT Self adhesive dressing plaster

CER064 SOFT NEXT Self adhesive dressing blue

*New bandage, self adhesive dressing easy application, even by a single hand. The dressing is applied without any waste, only the necessary length. Water-repellent, soft and elastic. Optimal mobility after the application, made of porous material which permits an easy airing of the injured skin and do not leave any trace after the utilisation. Sizes 6 cm x 1 m - LATEX FREE*



NOVITÀ  
NEW







## DISPENCER SOFT NEXT SOFT NEXT DISPENSER

NOVITÀ  
NEW

### • DIS015

Il dispenser assicura che il Soft Next sia a portata di mano in caso di ferite e tagli sul posto di lavoro. E' facile da installare, da riempire e altamente visibile e da utilizzare anche con le mani bagnate.

*The Soft NEXT Plaster Dispenser ensures that help is close at hand in the event of wounds and cuts in the workplace. Easy to install, to be filled and highly visible and to use even with wet hands.*



## BENDAGGIO AUTO-ADERENTE SELF ADHESIVE DRESSING

NOVITÀ  
NEW

### • CER069

UNI bendaggio è un bendaggio elastico e coesivo come il soft next, più spesso e molto più forte. Questo prodotto non si attacca alla pelle, capelli e ferite. E' facile da applicare e da rimuovere. Grazie alle sue caratteristiche. UNI può essere modellato a qualsiasi parte del corpo.

*UNI bandage is an elastic and adhesive-free bandage like soft1, but thicker and much stronger. this unique product does not stick to skin, hair nor wounds. it is easy to apply and easy to remove. thanks to its cross-elastic feature, UNI can be shaped to any body part.*





**ACQUA BLOCK**  
**ACQUA BLOCK**

NOVITÀ  
 NEW

· CER072

Cerotto impermeabile ad acqua e a batteri con tampone antibatterico contenente Clorexidina Digluconato, sostanza ad elevato spettro d'azione che permette il controllo del microambiente del tampone garantendo la protezione della ferita dai rischi di infezione. Ultrasottile, trasparente e traspirante.

CER072 20 pcs - MEDIUM

*Plaster impermeable to water and bacteria with pad containing antibacterial solution with Chlorhexidine Digluconate, an antibacterial substance with high range of action that allows to control the micro environment of the pad thus providing protection of the wound from the risk of infection. Ultra-thin, transparent and breathable.*

CER072 20 pcs - MEDIUM



NOVITÀ  
 NEW

**DELICATE DELICATE**

NOVITÀ  
 NEW

· CER071

Cerotto delicato con tampone antibatterico contenente Clorexidina Digluconato, sostanza ad elevato spettro d'azione che permette il controllo del microambiente del tampone garantendo la protezione della ferita dai rischi di infezione. Ipoallergico, traspirante e conformabile.

CER071 20 pcs - 19 x 72 mm

*Delicate plaster with pad containing antibacterial solution with Chlorhexidine Digluconate, an antibacterial substance with high range of action that allows to control the micro environment of the pad thus providing protection of the wound from the risk of infection. Hypoallergenic, breathable and conformable.*

CER071 20 pcs - 19 x 72 mm



NOVITÀ  
 NEW



## MY SKIN MY SKIN

NOVITÀ  
NEW

### · CER208 | CER209

MY SKIN è la medicazione avanzata per scottature che assicura una guarigione più rapida ed efficace grazie all'esclusiva profast technology, un'innovativa tecnologia idrogel professionale. MY SKIN dona immediato sollievo dal dolore grazie al suo effetto lenitivo e rinfrescante. Può essere tenuto più giorni: è traspirante ed impermeabile ad acqua, sporco e batteri. Non contiene lattice. Testato in pronto soccorso.

CER208 astuccio 3 pz. medium 45x75 mm (med 50x25 mm)  
CER209 astuccio 3 pz large 70x100 mm (med 70x40 mm)

*MY SKIN is our advance medications for burns which ensures faster, more efficient healing thanks to the exclusive profast technology, using an innovative professional hydrogel pad. MY SKIN provide immediate pain relief thanks to its soothing and refreshing properties. It can also be kept in place for several days as it allows your skin to breathe and is impermeable to water, dirt and bacteria. Latex free. Tested in the emergency room.*

CER208 box 3 pcs. medium 45x75 mm (pad 50x25 mm)  
CER209 box 3 pcs large 70x100 mm (pad 70x40 mm)



## SUTURE CUTANEE ADESIVE SKIN CLOSURES

### · SUT224 | SUT225 | SUT226

Le suture cutanee adesive Steri Strips sono indicate per la chiusura di lesioni cutanee nel trattamento delle lacerazioni ed incisioni chirurgiche. Le suture cutanee adesive Steri Strips possono anche essere utilizzate unitamente ai normali fili di sutura. Nastro sterile per suture in TNT rinforzato.

Disponibile in 3 misure:

SUT224 (3x75 mm) BUSTA DA 5 STRISCE

SUT225 (6x38 mm) BUSTA DA 6 STRISCE

SUT226 (6x75 mm) BUSTA DA 3 STRISCE

*Steri Strips are the preferred choice in the medical profession for treating wounds instead of performing stitches. These strips are the best means to avoid the development of keloid in recovering wounds. You only need to rely on Steri Strips which maintain the edges of the wounds in place. TNT reinforced sterile strips for skin suture.*

SUT224 pack 5 strips 3x75 mm

SUT225 pack 6 strips 6x38 mm

SUT226 pack 3 strips 6x75 mm







**ROCCHETTO ADESIVO TNT  
ADHESIVE PLASTER ROLL TNT**

• CER095

Rocchetto cerotto TNT 5 m x 1,25 cm

*Non woven adhesive plaster roll 5 m x 1,25 cm*



**ROCCHETTO ADESIVO TNT  
ADHESIVE PLASTER ROLL TNT**

• CER231

Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il fissaggio delle  
medicazioni 5 m x 2,5 cm

*Adhesive hypo allergic plaster 5 m x 2,5 cm*



**CEROTTO A STRISCIA IPOALLERGENICO  
HYPOALLERGENIC DRESSING STRIP**

• CER140

Cerotto a striscia ipoallergenico 6x100 cm.

Strato di garza antiaderente, micro-perforata. Prodotto  
dermatologicamente testato.

*Hypo allergic dressing strip 6x100 cm. Non stick gauze layer,  
micro perforated. Dermatologically tested.*



**BENDE ELASTICHE  
ELASTIC BANDAGES**

• ELA114 | ELA115 | ELA116

Bende elastiche di colore bianco con fermabenda.  
Disponibili in tre misure.

ELA114 4,5 m x 5 cm

ELA115 4,5 m x 7 cm

ELA116 4,5 m x 10 cm



*Elastic bandages white colour with clamp.*

*Available in 3 sizes.*

ELA114 4,5 m x 5 cm

ELA115 4,5 m x 7 cm

ELA116 4,5 m x 10 cm







## BENDAGGI BANDAGES

· BEN005 | BEN007 | BEN010 | BEN216 | BEN217

Astucci contenenti bende di garza e bende sterili con tampone. Disponibili in 5 versioni.

- BEN005 Astuccio da 12 pz 3,5 m x 5 cm
- BEN007 Astuccio da 10 pz 3,5 m x 7 cm
- BEN010 Astuccio da 6 pz 3,5 m x 10 cm
- BEN216 Conf. da 6 bende sterili con tampone 8x10 cm
- BEN217 Conf. da 4 bende sterili con tampone 10x12 cm

*Packs contents gauze bandages and compressive pad bandages. Available in 3 versions.*

- BEN005 Pack of 12 pcs 3,5 m x 5 cm
- BEN007 Pack of 10 pcs 3,5 m x 7 cm
- BEN010 Pack of 6 pcs 3,5 m x 10 cm
- BEN216 Pack of 6 sterile compressive pad bandages 80x10 cm
- BEN217 Pack of 4 sterile compressive pad bandages 10x12 cm



## SALVAPELLE SKIN PROTECTION

NOVITÀ  
NEW

· CER218

Indicato per la protezione della cute in caso di utilizzo di taping, bendaggi compressivi adesivi, fasciature di sostegno. Evita una rimozione dolorosa e protegge efficacemente la pelle delicata o sensibile, anche in presenza di irritazioni ed eruzioni cutanee, oppure nel caso si utilizzino pomate, unguenti e altre sostanze grasse. Realizzato in materiale poliuretano altamente poroso, consente un'ottima traspirazione anche nel taping a più strati, senza macerazione della pelle. Sottile e di minimo ingombro, aderisce su se stesso e non si attacca alla cute.

CER218 7,5cm x 20m

*Indicated for protecting the skin when taping, adhesive compression bandages, or support bandages are used. Prevents painful removal and effectively protects delicate skin or sensitive skin, even with sores and skin rashes, or in the event creams, ointments and other oily substances are used. Made of highly porous polyurethane material; provides excellent breathability even in multi-layer taping, without causing skin maceration. Thin and compact, it adheres to itself and does not stick to the skin.*

CER218 7,5cm x 20m



NOVITÀ  
NEW



## RETE TUBOLARE ELASTICA NET BANDAGES

• RET100 | RET158 | RET159 | RET160 | RET161 | RET162 | RET163 | RET164

Rete tubolare elastica per il fissaggio delle medicazioni.  
Disponibile nelle confezioni dispenser in rotoli o in pratico astuccio con due misure idoneo per kit di pronto soccorso.

- RET100 Astuccio rete tubolare 2 misure
- RET158 Calibro 0 lunghezza in tensione 50 m  
Per dita, mano, polso
- RET159 Calibro 1 lunghezza in tensione 50 m  
Per mano, piede, caviglia
- RET160 Calibro 2 lunghezza in tensione 50 m  
Per braccio, gamba ginocchio
- RET161 Calibro 3 lunghezza in tensione 50 m  
Per braccio, gamba, spalla
- RET162 Calibro 4 lunghezza in tensione 50 m  
Per testa, coscia, anca
- RET163 Calibro 5 lunghezza in tensione 50 m  
Per anca, coscia, torace, testa
- RET164 Calibro 6 lunghezza in tensione 25 m  
Per ascella, torace, bacino

*Dispenser pack of elastic net bandages.*

- RET100 *Small pack of elastic net 2 sizes*
- RET158 *Size 0 lengths 50 m when extended  
For finger, hand, wrist*
- RET159 *Size 1 lengths 50 m when extended  
For hand, wrist, feet, ankle*
- RET160 *Size 2 lengths 50 m when extended  
For arm, leg, knee*
- RET161 *Size 3 lengths 50 m when extended  
For arm, leg, shoulder*
- RET162 *Size 4 lengths 50 m when extended  
For head, thigh, hip*
- RET163 *Size 5 lengths 50 m when extended  
For hip, thigh, chest, head*
- RET164 *Size 6 lengths 25 m when extended  
For armpit, chest, pelvis*





## GARZE STERILI STERILE GAUZE

· GAZ111 | GAZ173 | GAZ187 | GAZ189 | GAZ090 | KAL303

GAZ111 Compresa di garza sterile 10x10 cm 4 strati  
 GAZ173 Compresa oculare sterile con bordo adesivo  
 GAZ187 Confezione da 12 compresse di garza sterile  
 18x40 cm  
 GAZ189 Busta da 25 compresse di garza sterile  
 10x10 cm  
 GAZ090 Confezione da 12 compresse di garza sterile  
 36x40 cm  
 KAL303 Busta da 2 compresse di sterili in tessuto non  
 tessuto 10x10 cm

GAZ111 Pack of Sterile gauze 10x10 cm 4 layers  
 GAZ173 Sterile eye pad with adhesive edge  
 GAZ187 Pack of 12 pcs sterile gauzes 18x40 cm  
 GAZ189 Pack of 25 pcs sterile gauzes 10x10 cm  
 GAZ090 Pack of 12 pcs sterile gauzes 36x40 cm  
 KAL303 Pack of 2 pcs sterile TNT pads 10x10 cm



## BENDE ELASTICHE EMOCONTROL ELASTIC BANDAGES EMOCONTROL

· BEN239

Benda elastica lunghezza 4,5 m alta 10 cm compresa di  
 tampone dim. 10x10 cm e due fermabenda.  
 EMOCONTROL è un bendaggio rapido ed efficace per ferite  
 e piccole emorragie. Corredata di istruzioni per l'uso.

*EMOCONTROL is an easy, quick and effective elastic  
 bandage for injuries and small hemorrhages, length  
 4,5 m, width 10 cm with a 10x10 cm pad and 2 clips.  
 Instructions included.*





**GARZE STERILI STERILE GAUZE**

· GAZ202 | GAZ209 | GAZ211 | GAZ212

Compressa 100% TNT ricoperta da un foglio di poliestere microforato. La microforatura migliora l'aerazione e l'assorbimento facilitando la cicatrizzazione. Particolarmente adatte per pelli sensibili grazie alle proprietà antiaderenti della pellicola microforata. Disponibile in tre misure.

- GAZ202 Dimensioni 5x7 cm
- GAZ209 Dimensioni 5x7 cm confezione 100 pz
- GAZ211 Dimensioni 10x10 cm
- GAZ212 Dimensioni 10x15 cm

*TNT non woven compress micro perforated foil polyester coated. The wound healing is highly improved by the micro perforations which help absorption and aeration. The anti adherent micro perforated foil is specially suitable for sensitive skins. Available in 3 sizes.*

- GAZ202 Sizes 5x7 cm
- GAZ209 Sizes 5x7 cm pack of 100 pcs
- GAZ211 Sizes 10x10 cm
- GAZ212 Sizes 10x15 cm



· GAZ212



· GAZ211



· GAZ209





## STOP HÈMO STOP HÈMO

### · HEM001

Tampone emostatico a base di alginate di calcio, blocca rapidamente l'emorragia e accelera il processo di guarigione. 100% di origine vegetale.

HEM001 5pcs

*Calcium alginate swabs designed to stop bleeding rapidly and accelerate the healing process. 100% vegetal origin.*

HEM001 5pcs



## COTONE IDROFILO COTTON WOOL

### · COT104 | COT105 | COT106 | COT107 | COT279

COT279 Sacchetto da 20 gr

COT104 Sacchetto da 50 gr

COT105 Sacchetto da 100 gr

COT106 Sacchetto da 1000 gr

COT107 Sacchetto da 250 gr

COT279 Pack of 20 gr

COT104 Pack of 50 gr

COT105 Pack of 100 gr

COT106 Pack of 1000 gr

COT107 Pack of 250 gr





## TELO STERILE STERILE BANDAGE

### • TEL025 | TEL030DEW

Telo sterile in tessuto non tessuto per ustioni.  
Disponibile in due misure.

TEL025 60x40 cm

TEL030DEW 60x80 cm

*Sterile bandage in TNT for burns.*  
*Available in two sizes.*

TEL025 60x40 cm

TEL030DEW 60x80 cm



• TEL025

• TEL030DEW

## TELO CHIRURGICO STERILE BANDAGE SURGERY

### • TEL172 | TEL173

Telo chirurgico verde assorbente sterile.  
Disponibile in due misure.

TEL172 75x90 cm

TEL173 150x200 cm

*Sterile absorbent surgical sheet.*  
*Available in two sizes.*

TEL172 75x90 cm

TEL173 150x200 cm



• TEL173

• TEL172



## **DISINFETTANTE ESOSAN PRONTO** **ESOSAN PRONTO ANTISEPTIC SOLUTION**

• EUS124

Flacone da 250 ml disinfettante liquido PMC

*Bottle 250 ml antiseptic solution PMC*



## **DISINFETTANTE A BASE DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO** **IODOPOVIDONE DISINFECTANT SOLUTION 10% IODINE**

• JOD003 | JOD002

Disinfettante a base di iodopovidone al 10% di iodio.  
Disponibile in due formati.

JOD003 125 ml

JOD002 500 ml

*Iodopovidone disinfectant solution 10% iodine.*  
*Available in 2 sizes.*

JOD003 125 ml

JOD002 500 ml



• JOD002

• JOD003



## SOLUZIONE SALINA STERILE STERILE SALINE SOLUTION

- SOL007 | SOL002 | SOL004

Soluzione salina sterile monouso per il lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni. Fornita in 3 formati.

SOL007	100 ml
SOL002	250 ml
SOL004	500 ml

*Sterile saline solution 0,9%. Available in 3 sizes.*

SOL007	100 ml
SOL002	250 ml
SOL004	500 ml



• SOL007 • SOL002 • SOL004

## ACQUA OSSIGENATA HYDROGEN PEROXIDE

- OSS281

Flacone di acqua ossigenata 12 volumi 250 ml

*Hydrogen peroxide solution 250 ml*







## GHIACCIO Istantaneo ICE PACK

### · KWK044 | KWK045

KWK044 PLASTICA  
KWK045 TNT

In plastica mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna. Utile accessorio da usare in caso di traumi o piccole emorragie. Fornito in sacchetti in materiale plastico o rivestito in TNT. Monouso.

KWK044 PLASTIC  
KWK045 TNT

*Plastic disposable instant ice pack, cold is maintained for a period of 25 to 30 minutes, depending on the surrounding temperature. It is used specially for bruises, broken limbs or small hemorrhages. Can be supplied in poly or TNT bags and has no expiry date.*



· KWK044



· KWK045

## CALDO Istantaneo HOT PACK

### · KWK046

Idoneo per mantenere calda una o più parti del corpo. Idoneo per tutti gli usi dove esista la necessità di avere una borsa calda sempre a portata di mano. Molto pratico, è utile accessorio da aggiungere alla dotazione del pronto soccorso standard. Monouso.

*Suitable to maintain one or more body parts warm. Suitable when a hot water bottle is requested. Easy to keep near by very useful to have in all First Aid Kits. Disposable.*





## FORBICI SCISSORS

· FOR078 | FOR131 | FOR165 | FOR132 | FOR199 | FOR205

FOR078 Paio forbici 10 cm manico plastica  
 FOR131 Paio forbici inox punte alterne 12 cm  
 FOR165 Paio forbici inox punte alterne 14 cm  
 FOR132 Paio forbici inox tagliabendaggi 14 cm  
 FOR199 Paio forbici tagliabendaggi inox 14,5 cm,  
 manico plastica, autoclavabili, DIN 58279  
 A145  
 FOR205 Paio forbici tagliabendaggi inox 19 cm, manico  
 plastica, autoclavabili, DIN 58279 - A190

FOR078 *Pair of scissors 10 cm plastic handle*  
 FOR131 *Pair of s/s scissors 12 cm (Stainless steel)*  
 FOR165 *Pair of s/s scissors 14 cm*  
 FOR132 *Lister S/S pair of scissors 14 cm*  
 FOR199 *Lister S/S pair of scissor 14,5 cm, plastic  
 handles, autoclavable, DIN58279 - A145*  
 FOR205 *Lister S/S pair of scissors s/s 19 cm, plastic  
 handles, autoclavable, DIN58279 - A190*



· FOR078



· FOR199



· FOR205



· FOR132



· FOR131



## SACCHETTO RIFIUTI SANITARI SANITARY GARBAGE

### · SAC052

Sacchetto per rifiuti sanitari, chiusura minigrip, stampa R RIFIUTI dim. 35x25 cm

*Sanitary garbage bag in white colour printed with "R RIFIUTI" Minigrip. Sizes 35x25 cm*



## PINZE IN PLASTICA TWEEZERS

### · PIN110 | PIN111

Pinza monouso in plastica.

PIN110 10 cm sterile

PIN111 10 cm nonsterile

*Plastic tweezers.*

*PIN110 10 cm sterile*

*PIN111 10 cm non sterile*





### LACCIO EMOSTATICO TUBOLARE LATEX TOURNIQUET

· LAC187

Laccio emostatico tubolare in lattice 36 cm.  
Confezioni da 50 pz.

*Latex tourniquet 36 cm. Pack of 50 pcs.*



### LACCIO EMOSTATICO PIATTO NITRILE TOURNIQUET

· LAC190

Laccio emostatico piatto in nitrile 46 cm.  
Imbustato singolarmente.

*Nitrile tourniquet 46 cm. Packed individually.*



### CINGHIA ELASTICA EMOSTATICA ECO ELASTIC TOURNIQUET

· LAC188

Cinghia elastica emostatica eco con fibbia.

*Eco elastic tourniquet with buckle.*







### MASCHERINA CON VISIERA PARASCHIZZI DUST MASK WITH EYE PROTECTION VISOR

- MAS205

Mascherina con elastici e visiera paraschizzi.

*Dust mask with eye protection visor and elastic bands.*



### MASCHERINE ANTIPOLVERE DUST MASKS

- MAS202

Conf. da 50 mascherine antipolvere con elastici.

*Dust masks pack of 50 pz.*



### VISIERA PARASCHIZZI VISUAL TOTAL

- VIS001

VISUAL visiera paraschizzi in materiale antiappannante e antiriflesso. LATEX FREE.  
Misure 300 L x 231 H mm

*VISUAL total protection glasses by anti-fog material.  
LATEX FREE  
Size: 300 L x 231 H mm*





## GUANTI STERILI IN COPOLIMERO PAIR OF STERILE COPOLYMER GLOVES

• GUA168

Paio guanti sterili in copolimero tg. MEDIUM LATEX FREE.

*Pair of sterile copolymer gloves M LATEX FREE.*



## GUANTI IN NITRILE STERILI PACK OF 2 STERILE NITRILE GLOVES

• GUA155

Guanto in nitrile. Forniti in buste da 2 guanti.

*Pack of 2 sterile nitrile gloves size LARGE LATEX FREE.*



## GUANTO IN NITRILE NITRILE GLOVES

• GUA151 | GUA152 | GUA153

Guanto in nitrile. Forniti in scatola da 100 pz.  
Disponibili in tre misure.

GUA151 Mis. S  
GUA152 Mis. M  
GUA153 Mis. L

*Dispenser pack of 100 disposable nitrile gloves.  
Available in 3 sizes.*

GUA151 S  
GUA152 M  
GUA153 L





**IMPORTANTE**

Il prodotto è stato sottoposto a test specifico per verificarne l'efficacia contro il virus dell'influenza A H1N1 con le modalità previste nella norma Europea EN14476:2002 presso il Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano utilizzando il virus prelevato da un soggetto affetto dalla sindrome. I risultati dello studio, completato il 1.08.2009, confermano che il prodotto soddisfa i criteri di accettazione della norma EN14476:2002 ed è pertanto da considerarsi virucida nei confronti dell'influenza A H1n1.

**IMPORTANT**

*Has been tested by the Microbiology Labs of S. Raffaele. As per the norms EN14476:2002 and the results confirm that it has a strong antiseptic and had been accepted.*

**ESOSAN GEL MANI DISINFETTANTE SENZA ACQUA**  
**ESOSAN GEL WATERLESS HAND SANITIZER**

· ESO015 | ESO100 | ESO150 | ESO500

Gel antisettico pronto all'uso per la disinfezione delle mani senza acqua. ESOSAN GEL MANI è un gel per l'istantanea ed efficace disinfezione delle mani, contenente alcool, in grado di ridurre efficacemente la flora batterica residente e transitoria della cute. Studi di laboratorio dimostrano la sua capacità di inattivare HIV, HBV, HCV e il suo potere antimicrobico nei confronti di Candida albicans e Mycobacterium tuberculosis. Esosan Gel asciuga velocemente lasciando le mani fresche e morbide.

*Ready to use antiseptic gel for disinfecting hands without water. ESOSAN HAND GEL is a gel for instant and effective disinfection of hands, contents alcohol, can effectively reduce the bacterial flora resident and temporary on the skin. Laboratory studies demonstrate its ability to inactivate HIV, HBV, HCV and its power antimicrobial for Candida albicans and against Mycobacterium tuberculosis. ESOSAN GEL HAND dries quickly, leaving hands soft and fresh.*

ESO015 ast 10 bustine 2,5 ml  
 ESO100 100 ml  
 ESO150 150 ml  
 ESO500 500 ml

ESO015 10 sachet of 2,5 ml each  
 ESO100 100 ml  
 ESO150 150 ml  
 ESO500 500 ml

Presidio medico chirurgico Reg. n.18788 del Ministero della salute.

